


Pab De Lapin Anti-Abcc8 Pour Wb, Elisa - Q09428

Numéro d'article: CM0026455



Introduction

Le pAb de lapin anti-ABCC8 est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, qui reconnaît l'ABCC8/SUR1 humain avec réactivité croisée avec la souris. Essentiel pour la recherche sur la sécrétion d'insuline et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ABCC8
Remarques / Alias	HI; SUR; HHF1; MRP8; PHH1; SUR1; ABC36; HRINS; PNDM3; TNDM2; SUR1delta2; ABCC8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6833
GeneID	6833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-1000 de l'ABCC8 humain (NP_000343.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q09428
Poids de la protéine	177 kDa
Expédition	Sac de glace