

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Abcf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nuq8

Numéro d'article: CM0019305

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ABCF3 est un anticorps polyclonal adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Il détecte l'ABCF3 humain, de souris et de rat, une protéine impliquée dans la défense antivirale contre les flavivirus. Idéal pour la recherche en immunodétection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-ABCF3
Remarques / Alias	EST201864; ABCF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55324
GeneID	55324
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de l'ABCF3 humain (NP_060828.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NUQ8
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace