

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Abhd12 Pour Wb, Elisa - Q8N2K0

Numéro d'article: CM0023224

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ABHD12 validé pour WB et ELISA. Cible l'ABHD12 humain, réaction croisée avec le rat. Adapté pour l'étude de la fonction de la lysophosphatidylsérine lipase dans la recherche sur le métabolisme neurologique et lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABHD12 pAb de lapin
Remarques / Alias	PHARC; ABHD12A; BEM46L2; hABHD12; C20orf22; dJ965G21.2; ABHD12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26090
GeneID	26090
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-250 de l'ABHD12 humain (NP_056415.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8N2K0
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sachet de glace