

Abhd5 Pac Lapin - Q8Wts1

Numéro d'article: CM0028867

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ABHD5 (CGI-58, Q8WTS1), validé pour WB et ELISA, réagissant de manière croisée avec l'humain et la souris. Soutient la recherche sur le métabolisme des lipides, la régulation des triacylglycérols et la différenciation des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABHD5 pAc Lapin
Remarques/Alias	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51099
GeneID	51099
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-349 de l'ABHD5 humaine (NP_057090.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WTS1
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace