

Acbd5 Lapin Pab - Q5T8D3

Numéro d'article: CM0012864



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ACBD5 humain (Q5T8D3). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; adapté à la recherche sur la pexophagie, le métabolisme des lipides et les peroxysomes. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACBD5 Lapin pAb
Remarques/Alias	RDLKD ; ACBD5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	91452
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-440 de l'ACBD5 humain (NP_663736.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5T8D3
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace