


Anticorps Monoclonal De Lapin Ace1 Pour Wb, Ip, Elisa - P12821

Numéro d'article: CM0002240



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'enzyme de conversion de l'angiotensine humaine (ACE1, CD143). Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé pour le transfert Western, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la pression artérielle et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACE1 AcM de lapin
Remarques/Alias	DCP ; ACE1 ; DCP1 ; CD143
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1636
GeneID	1636
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1200-1306 de l'ACE1 humain (P12821).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P12821
Poids protéique	150 kDa
Expédition	Sac de glace