

Acétyl-Alpha Tubuline K40 Anticorps Monoclonal De Lapin (Q71U36) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000175



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la lysine 40 (K40) acétylée de l'alpha-tubuline humaine (TUBA1A, Q71U36). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-alpha Tubuline -K40 AcM de Lapin
Remarques/Alias	LIS3 ; TUBA3 ; B-ALPHA-1 ; Acétyl-alpha Tubuline -K40
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7846
GeneID	7846
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide acétylé synthétique autour de la K40 de l'alpha Tubuline humaine (NP_001257328.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q71U36
Poids Moléculaire Protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace