

Acétyl-Alpha Tubuline (K40) Pab De Lapin (Q71U36) Pour Wb, If-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la lysine 40 acétylée de l'alpha-tubuline humaine (TUBA1A, Q71U36). Validé pour WB, IF-P et ELISA ; réagit croisée avec la tubuline de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'acétylation et la dynamique des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-alpha Tubuline -K40 pAb de lapin
Remarques / Alias	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acétyl-alpha Tubuline -K40
Espèce	Humain
GeneID	7846
Immunogène	Peptide acétylé synthétique autour du K40 de l'alpha tubuline humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q71U36
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace