


Anticorps Polyclonal De Lapin Acétyl-Brd4 (K332) (Swiss O60885) | Wb, Elisa - Détection De L'acétylation De Brd4

Numéro d'article: CM0000116



Introduction

L'Acétyl-BRD4-K332 Rabbit pAb (O60885) détecte spécifiquement BRD4 acétylé au niveau de la lysine 332 dans des échantillons humains et murins. Validé pour Western Blot et ELISA, cet anticorps est idéal pour l'étude de la régulation épigénétique et des mécanismes de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-BRD4-K332 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Acétyl-BRD4-K332
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23476
GeneID	23476
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique acétylé autour de K332 du BRD4 humain (NP_490597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O60885
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Sachet de glace