

Acétyl-Dnmt1 (K1127/K1129/K1131/K1133) Anticorps Polyclonal De Lapin (P26358) Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000115



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DNMT1 acétylée aux positions K1127, K1129, K1131, K1133 (UniProt P26358). Validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. 183 kDa. Idéal pour les études de méthylation de l'ADN et d'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Acétyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133 pAb de Lapin
Remarques/Alias	AIM ; DNMT ; MCMT ; CXXC9 ; HSN1E ; ADCADN ; m.Hsa1 ; Acétyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1786
GeneID	1786
Immunogène	Un peptide synthétique acétylé autour de K1127 & K1129 & K1131 & K1133 de la DNMT1 humaine (NP_001124295.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26358
Poids Moléculaire Protéique	183 kDa
Expédition	Sac de glace