


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Acétyl-Histone H1.4-K26 (P10412) | Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000152



Introduction

Acétyl-Histone H1.4-K26 pAb de lapin (P10412) validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'épigénétique et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H1.4-K26 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; Acétyl-Histone H1.4-K26
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3008
GeneID	3008
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide acétylé synthétique autour de K26 de l'Histone H1.4 humain (NP_005312.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10412
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace