


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acétyl-Histone H2A (K5) (P04908/P0C0S8) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000167



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la lysine 5 acétylée (K5ac) de l'histone H2A humaine (SWISS P04908/P0C0S8). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'autres espèces prédites. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-acétyl-histone H2A-K5
Remarques/Alias	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2AI; Acétyl-Histone H2A-K5
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	H2A
ID de gène	3012/8329
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide acétylé synthétique autour de la K5 de l'histone H2A humaine (NP_003508.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large gamme prédite)
SWISS	P04908/P0C0S8
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace