


Acétyl-Histone H2B-K12 Pab De Lapin (P62807/Q16778) Pour Wb, Ihc-P, Chip

Numéro d'article: CM0000110



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'histone H2B acétylée au niveau de la lysine 12 (P62807/Q16778). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Réagit avec l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H2B-K12 pAb de lapin
Remarques / Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acétyl-Histone H2B-K12
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3017/8349
GeneID	H2B
Immunogène	Un peptide acétylé synthétique autour de K12 de l'Histone H2B humaine (NP_003519.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autres (large gamme prévue)
SWISS	P62807/Q16778
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace