


Acétyl-Histone H2B-K15 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa | P62807/Q16778

Numéro d'article: CM0000100



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la lysine 15 acétylée de l'Histone H2B (SWISS : P62807/Q16778). Validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Prédit pour réagir avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	Acétyl-Histone H2B-K15 pAb de Lapin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide acétylé synthétique autour de K15 de l'Histone H2B humaine (NP_003519.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62807/Q16778
Expédition	Sac de glace