


Anticorps Polyclonal De Lapin Acétyl-Histone H2B-K20 (P62807/Q16778) Pour Wb, Elisa, Chip

Numéro d'article: CM0000162



Introduction

Le pAb de lapin Acétyl-Histone H2B-K20 détecte spécifiquement la lysine 20 acétylée de l'Histone H2B humaine (SWISS P62807/Q16778). Validé pour WB, ELISA et ChIP sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche épigénétique et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin Acétyl-Histone H2B-K20
Remarques / Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acétyl-Histone H2B-K20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique acétylé autour du K20 de l'Histone H2B humaine (NP_003519.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62807/Q16778
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace