


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acétyl-Histone H2B-K5 (P62807/Q16778) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000127



Introduction

pAb de lapin anti-Acétyl-Histone H2B-K5 par CamelBio, spécifique de la lysine 5 acétylée de l'histone H2B humaine (SWISS P62807/Q16778), adapté pour les applications Western blot, IHC, IF/ICC et ELISA. Large réactivité croisée prévue avec l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces pour la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Acétyl-Histone H2B-K5
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	H2B
ID du gène	3017/8349
Immunogène	Peptide synthétique : peptide acétylé synthétique autour de K5 de l'Histone H2B humaine (NP_003519.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prévue)
SWISS	P62807/Q16778
Expédition	Sac de glace