

Anticorps Monoclonal De Lapin Acétyl-Histone H3-K14 (Q16695/P68431) Pour Wb, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000182



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'Histone H3 acétylée au niveau de la lysine 14, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ChIP et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche épigénétique et les études sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K14 mAb de lapin
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acétyl-Histone H3-K14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique acétylé autour de K14 de l'H3 humain (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace