

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Acétyl-Histone H3 (K14) | Q16695 / P68431 | Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000155



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Histone H3 acétylée au niveau de la lysine 14 (K14). Validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces (large gamme prédite). Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acétyl-Histone H3-K14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique acétylé autour de K14 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sachet de glace