

Acétyl-Histone H3-K18 (P68431/Q16695) AcM De Lapin | Western Blot, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000130



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant la lysine 18 acétylée de l'histone H3 (P68431/Q16695). Validé pour WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag avec une large réactivité interspécifique. Idéal pour la recherche en épigénétique et le profilage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K18 AcM de lapin
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acétyl-Histone H3-K18
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide acétylé synthétique autour de K18 de l'histone H3 humaine (P68431).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace