

Acétyl-Histone H3-K18 (Q16695/P68431) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Chip Et Elisa

Numéro d'article: CM0000180



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique ciblant la lysine 18 acétylée de l'histone H3 humaine (SWISS : Q16695/P68431). Validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP. Idéal pour la recherche en épigénétique, les études de chromatine et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K18 pAb de Lapin
Remarques/Alias	H3/j ; H3C1 ; H3C2 ; H3C3 ; H3C4 ; H3C6 ; H3C7 ; H3C8 ; H3FJ ; H3C10 ; H3C11 ; HIST1H3J ; Acétyl-Histone H3-K18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide acétylé synthétique autour de K18 de H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace