

Anticorps Monoclonal De Lapin Acétyl-Histone H3-K18 (Q16695/P68431) | Validé Pour Wb, Ihc, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000187



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant la lysine 18 acétylée (K18) de l'Histone H3 humaine (Swiss-Prot Q16695/P68431). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ChIP et ELISA. Réactivité croisée large prédite chez l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Acétyl-Histone H3-K18
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acétyl-Histone H3-K18
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide acétylé synthétique autour de K18 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace