


Acétyl-Histone H3 (K23) Anticorps Monoclonal De Lapin (Q16695 / P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000184



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin détecte spécifiquement l'histone H3 acétylée au niveau de la lysine 23 (H3K23ac), avec une large réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Il convient aux applications Western blot, IF/ICC et ELISA dans la recherche épigénétique et les études sur la dynamique de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K23 mAb de lapin
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acétyl-Histone H3-K23
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Peptide acétylé synthétique autour de K23 de l'Histone H3 humaine (P68431).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace