

Acétyl-Histone H3-K23 Anticorps Polyclonal De Lapin (Q16695/P68431) Pour Wb, Chip, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000120



Introduction

Acétyl-Histone H3-K23 anticorps polyclonal de lapin (SWISS : Q16695/P68431) pour Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'espèces prédites. Composant central du nucléosome avec des rôles critiques dans la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K23 pAb de Lapin
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acétyl-Histone H3-K23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique acétylé autour de K23 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Moléculaire Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace