


Anticorps Monoclonal De Lapin Acétyl-Histone H3-K27 Pour Chip, Wb Et Ihc (Swiss : Q16695 / P68431)

Numéro d'article: CM0000176



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin site-spécifique reconnaissant la lysine 27 acétylée (K27ac) sur l'histone H3 (SWISS Q16695/P68431). Validé pour WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq. Large réactivité croisée prédite (Humain, Souris, Rat). Adapté à la recherche en épigénétique et biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K27 mAb de lapin
Remarques / Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Acétyl-Histone H3-K27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide acétylé synthétique autour de K27 de l'Histone H3 humain (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Applications	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace