

Acétyl-Histone H3-K27 Anticorps Monoclonal De Lapin (Q16695 / P68431) Pour Wb, Ihc-P, Chip

Numéro d'article: CM0000150



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la lysine 27 acétylée de l'Histone H3 (Q16695/P68431). Convient pour le WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour les études épigénétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K27 AcM de lapin
Espèce	Humain
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide acétylé synthétique autour de K27 de l'Histone H3 humaine (P68431)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace