


Acétyl-Histone H3-K27 Anticorps Monoclonal De Lapin (Q16695/P68431) Pour Wb, Chip, If, Ihc

Numéro d'article: CM0000197



Introduction

Acétyl-Histone H3-K27 Anticorps monoclonal de Lapin (SWISS Q16695/P68431) validé pour WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq, CUT&Tag. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour la recherche sur les modifications d'histones et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K27 Anticorps monoclonal de Lapin
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Acétyl-Histone H3-K27
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide acétylé synthétique autour de K27 de l'Acétyl-Histone H3-K27 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace