


Anticorps Polyclonal De Lapin Acétyl-Histone H3-K27 (Q16695/P68431) Pour Wb, Chip-Seq, Elisa

Numéro d'article: CM0000200



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'Histone H3 acétylée au niveau du Lys27 (SWISS Q16695/P68431). Validé pour de multiples applications incluant WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP et ChIP-seq. Réactivité spécifique prédite pour une large gamme d'espèces. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Acétyl-Histone H3-K27
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acétyl-Histone H3-K27
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	H3
GenelD	8290/8350
Immunogène	Un peptide acétylé synthétique autour du K27 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autres (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sachet de glace