

Anticorps Polyclonal De Lapin Acétyl-Histone H3-K27 (Q16695/P68431) Pour Wb, Db, Elisa, Chip - Camelbio

Numéro d'article: CM0000118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de l'histone H3 acétylée Lys27 (H3K27ac). Validé pour WB, DB, ELISA, ChIP. Réaction croisée avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Acétyl-Histone H3-K27
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acétyl-Histone H3-K27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide acétylé synthétique autour de K27 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, DB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace