

Anticorps Polyclonal De Lapin Acétyl-Histone H3 (K36) (Q16695/P68431) Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000178



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la lysine 36 acétylée de l'histone H3 (SWISS : Q16695/P68431). Adapté pour Western blot et ELISA, avec une réactivité croisée inter-espèces prédite large. Pour des applications de recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K36 pAb de lapin
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acétyl-Histone H3-K36
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide acétylé synthétique autour de K36 de l'Histone H3 humain (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace