


Anticorps Polyclonal De Lapin Acétyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000141



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'histone H3 acétylée au niveau de la lysine 4 (K4). Adapté pour Western blot et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat, avec une réactivité croisée large prédite. Idéal pour la recherche épigénétique et le développement de dispositifs IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acétyl-Histone H3-K4
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	H3
ID de gène	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique acétylé autour du K4 de l'Histone H3 humaine (NP_003484.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (gamme large prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sachet de glace