

Anticorps Monoclonal De Lapin Acétyl-Histone H3-K4 (Q16695/P68431) Pour Wb, Ip, Ihc, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000158



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Histone H3 acétylée au niveau de la lysine 4 (Acétyl-Histone H3-K4). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Masse cible ~15 kDa. Adapté à la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K4 mAb de lapin
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acétyl-Histone H3-K4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique acétylé autour de K4 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Masse protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace