

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acétyle-Histone H3 (K4/K9/K14/K18/K23/K27) (Q16695 / P68431) Pour Wb, Elisa

Numéro d'article: CM0000166



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-acétyle-histone H3 ciblant les modifications K4, K9, K14, K18, K23, K27. Validé pour WB et ELISA avec une large réactivité croisée (humain, souris, rat). Idéal pour la recherche en épigénétique et les études sur la chromatine. Protéine de 15 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Acétyle-Histone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 pAb Lapin
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acétyle-Histone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique acétylé autour de K4 & K27 de l'Acétyle-Histone H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 humain (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace