

## Anticorps Monoclonal Lapin Acétyl-Histone H3-K56 (Q16695 / P68431) Pour Chip, Wb, If

Numéro d'article: CM0000105



### Introduction

Le mAc Lapin Acétyl-Histone H3-K56 (clone A22565) reconnaît la lysine 56 acétylée de l'Histone H3 humaine (Q16695/P68431). Validé en ChIP-seq, WB, IF et CUT&Tag pour la recherche épigénétique. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat et une large gamme d'espèces prédites.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Spécification                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Acétyl-Histone H3-K56 mAc Lapin                                                                            |
| Remarques/Alias    | H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; Acétyl-Histone H3-K56                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                     |
| GeneID (humain)    | 8290/ 8350                                                                                                 |
| GeneID             | 8290/8350                                                                                                  |
| Immunogène         | Peptide synthétique; Un peptide acétylé synthétique autour de la K56 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                      |
| Catégorie          | Anticorps Acétylés                                                                                         |
| Application        | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA                                                  |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)                                                           |
| SWISS              | Q16695/P68431                                                                                              |
| Poids Protéique    | 15 kDa                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                               |