


Acétyl-Histone H3-K56 Anticorps Polyclonal De Lapin (Q16695/P68431) Pour La Recherche En Épigénétique | Wb, Chip, Elisa

Numéro d'article: CM0000203



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'acétylation ciblant l'histone H3 acétylée sur la lysine 56. Validé pour le Western blot, l'IF/ICC, l'ELISA et le ChIP, avec une large réactivité croisée. Idéal pour les études sur la chromatine et les modifications épigénétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Acétyl-Histone H3-K56 pAb de Lapin
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Acétyl-Histone H3-K56
Espèce	Humain
GeneID (humain)	Gènes de la famille H3C ; H3-4 (HIST3H3)
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique acétylé autour de K56 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large Étendue Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Moléculaire Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace