

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acétyle-Histone H3 K9 (Q16695/P68431) - Wb Ip If Ihc Chip Elisa

Numéro d'article: CM0000170



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Acétyle-Histone H3-K9 pour la détection chez l'humain, la souris, le rat. Convient pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA. 15 kDa, large réactivité croisée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Acétyle-Histone H3-K9 pAb Lapin                                                                                               |
| Remarques/Alias    | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acétyle-Histone H3-K9                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | H3                                                                                                                            |
| GeneID             | 8290/8350                                                                                                                     |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps Acétylés                                                                                                            |
| Application        | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA                                                                                  |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)                                                                              |
| SWISS              | Q16695/P68431                                                                                                                 |
| Poids Protéique    | 15 kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |