


Acétyl-Histone H3-K9 Ac Mab De Lapin (Q16695/P68431) Pour La Recherche En Épigénétique Et Applications En Chip

Numéro d'article: CM0000172



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'histone H3 lysine 9 acétylée (H3K9ac) pour l'humain, la souris, le rat. Validé pour WB, ChIP-seq, IF/ICC, et plus. Idéal pour la recherche en épigénétique, la chromatine et le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Acétyl-Histone H3-K9 Ac mAb de Lapin
Remarques/Alias	H3A, HIST1H3A, H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, Acétyl-Histone H3-K9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide acétylé synthétique autour de K9 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Moléculaire Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace