

Acétyl-Histone H3 (K9/K14/K18/K23/K27) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q16695/P68431

Numéro d'article: CM0000149



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H3 acétylée aux lysines 9, 14, 18, 23 et 27. Validé pour WB et ELISA, avec une large réactivité croisée prédite. Convient pour la recherche épigénétique et les études de biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27 pAb de Lapin
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acétyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide acétylé synthétique autour de K9, K14, K18, K23 et K27 de l'acétyl-Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace