

Acétyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27 Anticorps Polyclonal De Lapin (Q16695/P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000135



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H3 acétylée aux lysines 9, 14, 18, 23 et 27. Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Réactivité croisée prédite avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Convient pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27 pAb de Lapin
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acétyl-Histone H3-K9/K14/K18/K23/K27
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace