

Acétyl-Histone H3 (Lys4) Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Chip, If | Q16695/P68431

Numéro d'article: CM0000147



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de l'histone H3 acétylée sur la Lys4 (Q16695/P68431). Adapté pour le Western blot, le ChIP, l'IF/ICC, l'IP, le DB et l'ELISA. Prédit pour réagir de manière croisée avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H3-K4 AcM Lapin
Remarques/Alias	H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3t ; HIST3H3 ; Histone H3 ; HIST1H3A ; Acétyl-Histone H3-K4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique acétylé autour de la K4 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, DB, IF/ICC, IP, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace