


Acétyl-Histone H4-K12 Anticorps Monoclonal De Lapin (P62805) Pour Chip, Wb Et Ihc-P | Camelbio

Numéro d'article: CM0000195



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la lysine 12 acétylée de l'histone H4 humaine. Adapté pour WB, IP, IHC-P, ChIP et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H4-K12 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FI; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acétyl-Histone H4-K12
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide acétylé synthétique autour de K12 de l'histone H4 humaine (NP_003486.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps acétylés
Application	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace