

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acétyle-Histone H4 (K12) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62805

Numéro d'article: CM0000125



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique ciblant la lysine 12 acétylée de l'Histone H4 humaine (P62805). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec une large réactivité croisée pour la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | Acétyle-Histone H4-K12 pAb Lapin                                                                                                        |
| Remarques/Alias    | H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4Fi; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; Acétyle-Histone H4-K12 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                  |
| GeneID (humain)    | H4                                                                                                                                      |
| GeneID             | 8359                                                                                                                                    |
| Immunogène         | Peptide synthétique - Un peptide acétylé synthétique autour de K12 de l'Histone H4 humaine (NP_001029249.1).                            |
| Source             | Lapin                                                                                                                                   |
| Catégorie          | Anticorps Acétylés                                                                                                                      |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)                                                                                        |
| SWISS              | P62805                                                                                                                                  |
| Poids Protéique    | 11kDa                                                                                                                                   |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                            |