


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acétyle-Histone H4-K16 (P62805) Pour Wb Et Elisa - Recherche En Épигénétique

Numéro d'article: CM0000189



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Acétyle-Histone H4-K16 (UniProt P62805) validé pour WB et ELISA. Large réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'acétylation des histones, la dynamique de la chromatine et la régulation épigénétique dans le cadre de recherches diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Acétyle-Histone H4-K16 pAb Lapin
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acétyle-Histone H4-K16
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8370
Immunogène	Un peptide acétylé synthétique autour de la K16 de l'histone H4 humaine (NP_003539.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace