


Anticorps Monoclonal De Lapin Acétyl-Histone H4-K16 (P62805) Pour Les Applications Wb, Chip Et Ihc-P

Numéro d'article: CM0000123



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique ciblant la lysine 16 acétylée de l'Histone H4 (SWISS P62805). Validé pour WB, DB, IHC-P, ELISA et ChIP avec une large réactivité (humain, souris, rat). Essentiel pour les études sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Acétyl-Histone H4-K16 mAc Lapin
Remarques/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acétyl-Histone H4-K16
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8359/8370
GeneID	8359/8370
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide acétylé synthétique autour de K16 de l'Histone H4 humaine (NP_003529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace