


Acétyl-Histone H4-K5 Acm Lapin (P62805) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000112



Introduction

L'AcM Acétyl-Histone H4-K5 Lapin (P62805) détecte l'Histone H4 acétylée sur la Lys5 chez l'humain, la souris, le rat. Validé pour WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Idéal pour la recherche en épigénétique et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Acétyl-Histone H4-K5 Lapin
Remarques/Alias	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Acétyl-Histone H4-K5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8359
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide acétylé synthétique autour de K5 de l'Histone H4 humaine (P62805)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace