


Acétyl-Histone H4-K5 Anticorps Polyclonal De Lapin (P62805) - Validé Pour Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

Numéro d'article: CM0000153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Histone H4 acétylée sur la Lys5 (SWISS P62805). Adapté aux applications WB, IHC-P, ELISA et ChIP. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces (large spectre prédit). Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Acétyl-Histone H4-K5 pAb de Lapin
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acétyl-Histone H4-K5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1-100 de l'Histone H4 humaine (NP_001029249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Spectre Prédit)
SWISS	P62805
Poids Moléculaire Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace