


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acétyl-Histone H4-K5 (P62805) - Applications Wb, Elisa, Chip

Numéro d'article: CM0000122



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la lysine 5 acétylée de l'Histone H4 humaine (P62805). Validé pour WB, ELISA et ChIP, avec une large réactivité croisée prédite entre l'humain, la souris et le rat. Un outil essentiel pour la recherche en épigénétique et en chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètres	Description
Nom du Produit	pAc de Lapin Anti-Acétyl-Histone H4-K5
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique acétylé autour de K5 de l'Histone H4 humaine (NP_001029249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace