


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acétyle-Histone H4 (K5/K8/K12/K16) P62805 Pour Wb, Ihc-P, Elisa

Numéro d'article: CM0000133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant l'histone H4 acétylée aux lysines 5, 8, 12 et 16 (SWISS P62805). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin Anti-Acétyle-Histone H4-K5/K8/K12/K16
Remarques/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acétyle-Histone H4-K5/K8/K12/K16
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Un peptide acétylé synthétique autour de K5/K8/K12/K16 de l'histone H4 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace