

## Acétyl-Histone H4 (K8) Anticorps Polyclonal De Lapin (P62805) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip, Chip-Seq

Numéro d'article: CM0000138



### Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Acétyl-Histone H4 (Lys8) (P62805) détecte l'acétyl-histone H4 endogène chez l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP et ChIP-seq.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Acétyl-Histone H4-K8 pAb de Lapin                                                                                               |
| Remarques/Alias    | H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Acétyl-Histone H4-K8 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (humain)    | H4                                                                                                                              |
| GeneID             | 8359                                                                                                                            |
| Immunogène         | Peptide synthétique   Un peptide synthétique acétylé autour de K8 de l'Histone H4 humaine (NP_003529.1)                         |
| Source             | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps Acétylés                                                                                                              |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq                                                                                        |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)                                                                              |
| SWISS              | P62805                                                                                                                          |
| Poids protéique    | 11kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                    |