


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Acétyle-Histone H4 (K8Ac) - P62805 | Validé En Wb, Ip, Ihc-P, Chip

Numéro d'article: CM0000140



Introduction

L'anticorps monoclonal lapin anti-Acétyle-Histone H4-K8 (P62805) détecte la lysine 8 acétylée de l'histone H4 chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Anti-Acétyle-Histone H4-K8
Remarques/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8359
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide acétylé synthétique autour de K8 de l'histone H4 humaine (NP_003529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IP, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace