


Acétyl-Histone H4 K91 Anticorps Polyclonal De Lapin (P62805) - Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000143



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la lysine 91 acétylée de l'histone H4 humaine (P62805). Adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acétyl-Histone H4-K91 pAb de Lapin
Remarques/Alias	H4 ; H4/n ; H4C1 ; H4C2 ; H4C3 ; H4C4 ; H4C5 ; H4C6 ; H4C8 ; H4C9 ; H4F2 ; H4FN ; FO108 ; H4-16 ; H4C11 ; H4C12 ; H4C13 ; H4C15 ; H4C16 ; HIST2H4 ; HIST2H4A ; Acétyl-Histone H4-K91
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide acétylé synthétique autour de K91 de l'histone H4 humaine (NP_003529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Acétylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace